

TARJET Adipose recontouring

Numerosos estudios anatómicos sobre la distribución de la grasa en el rostro han permitido constatar que el tejido adiposo se halla ampliamente compartimentado. Esta grasa se va perdiendo con los años, haciendo que la cara vaya adquiriendo un aspecto cada vez más plano, porque los rasgos pierden proyección al ritmo que marca la caída de la musculatura y la piel. Ello hace que el rostro muestre un aspecto inequívocamente envejecido por las sombras y cavidades que se dibujan en el tercio medio, en especial alrededor del párpado inferior y pómulos. Asimismo, el surco nasogeniano se acentúa, el labio superior se aplanar y alarga, el área temporal se vuelve cóncava y la región parotídea se aplanar. El cirujano plástico **DR. DANIEL GARCÍA PARICIO** nos habla de un nuevo avance en relación a la anatomía facial que demuestra que existen paquetes grasos superficiales y profundos perfectamente identificados en la región temporal y en la zona media malar o del pómulo. Partiendo de este conocimiento tan preciso de las estructuras faciales, este especialista ha desarrollado una técnica para restaurar los volúmenes faciales basada en el perfeccionamiento de los injertos de grasa autóloga, y que ha bautizado como Target Adipose Recontouring.

TÉCNICA TAR Este procedimiento sigue el *modus operandi* habitual en los tratamientos de lipofilling, es decir, se extrae grasa de una zona en la que halla cierto excedente, normalmente abdomen, espalda o muslos, se aísla la porción rica en células madre multipotenciales y se inyecta en el rostro. Y ahí es donde radica la especificación aportada por el **DR. GARCÍA APARICIO**, ya que partiendo del conocimiento de la distribución de la grasa en los planos superficial y profundo se repone el tejido graso justo donde se ha ido perdiendo; por eso se habla de injertos de grasa diana. Esta terapia perfeccionada hace que los resultados sean aún más naturales que los conseguidos hasta ahora con las técnicas de relleno autólogo.

SE REPONEN LOS VOLÚMENES FACIALES Y SE CORRIGE LA FLACIDEZ Y EL DESCOLGAMIENTO.

Biorremodelación Inteligente

De nuevo es la **DRA. CARMEN LORENTE** quien nos habla de otro interesante avance que devuelve a la piel la jugosidad, elasticidad y belleza de la juventud. La clave está en el empleo de un ácido hialurónico “inteligente” en el que se mezcla ácido de alto y bajo peso molecular, y que ejerce una doble acción: actúa como sustancia bioregenerante, que estimula la producción de nuevas células, y aporta un efecto tensor inmediato, que contrarresta la distensión de la piel al tiempo que remodela los rasgos.

APLICACIÓN El ácido se deposita en la dermis profunda, a través de la inyección en los 5 puntos de tensión de la cara, siguiendo la técnica de la homeosiniatría, que identifica las áreas de punción con los puntos de acupuntura. Siguiendo esta técnica se obtienen excelentes resultados, inyectando muy poca cantidad. El tratamiento no dura más de 5 min. En general se recomiendan 2-3 sesiones, la segunda pasado un mes de la primera, y la tercera a los dos meses. ✦

INYECTADO EN 5 PUNTOS, EL AH EXTIENDE SU ACCIÓN TENSORA Y BIORREMODELANTE A TODO EL ROSTRO

